



HANGZHOU TIANZHAO TECHNOLOGY CO., LTD

Please input keywords.

[Home](#)[About Us](#)[Products](#)[News](#)[Article](#)[Order](#)[Contact](#)Your location: [Home](#) >> [Products](#) >> >> [PUMP](#) > LC500ALC500A PUMP

LC500A PUMP

Product model: [LC500A](#) Product time: [2020-04-21](#)

WOOK LC-500A HPLC PUMPS: Designed with the chromatographer in mind

Reliable, Low Cost Solution with state-of-the art Modbus RTU control, Isocratic or Gradient systems

[Order](#)

Product catal

[PUMP](#)[MORE](#)

Hot news

[RoHs 2.0 standard](#)

Product

LC500A PUMP

Self-priming Pump Head
 Integral prime/purge
 Rapid solvent changes
 Pump primes any solvent, any flow rate
 Patented Floating Pump Seal
 Seal floats in alignment relative to piston
 Analytical, Semi-Prep, and Prep pump heads available
 Intuitive touch screen
 Pump touch screen control, Run methods from touch screen
 Included GUI application for computer control
 Program 60 method lines for Isocratic or Gradient control.
 Robust Open Modbus RTU for OEM control.
 RS232-serial connection
 Solvent Compressibility Compensation User
 User can select from a library of 25 solvents
 Fourteen additional user-configured solvents
 Easy Maintenance
 All user serviceable components are accessed via the front panel
 Cartridge seal design makes seal replacement easy

LC500A PUMP性能特点

采用自主技术设计的静态电机控制电路，实现电机控制信号的自动反馈跟踪功能，有效提高电机控制精度，确保了泵的可靠性及稳定性
 泵形式：串联或并联双柱塞
 浮动式自校正密封圈技术和泵头自清洗功能技术，可延长密封圈使用寿命，确保了仪器耐用高效益

方便易用的流量和压力校正功能，确保仪器的高精度和稳定性
 采用两种梯度运行程序设计：线性梯度和阶梯梯度可选；
 程序化的溶剂类和压缩因子，可自动补偿
 完整的预清洗功能，更于快速溶剂更换

Message box

Products of interest: *

Your organization: *


Your Name: *

Tel: *

Address:

Email:

Your requirements:

Verification code: * 

Share to: 0

Last article:LC500LC-500 Gradient Liquid chromatograph

Next article:LC500PLUSLC-500Q HPLC

[Home](#) |
 [About Us](#) |
 [Products](#) |
 [News](#) |
 [Article](#) |
 [Honor](#) |
 [Order](#) |
 [Contact](#)

Hangzhou Tianzhao Technology Co., Ltd.(www.wookhplc.com)Main products : dynamic axial column, industrial liquid chromatograph, chemical infusion pump, chromatographic infusion pump, high temperature and medium pressure infusion pump
 Total flow : 5673 Manage landing Technical support : 化工仪器网
 ContactMan : Luis liu Fax : 86-0571-88866373 GoogleSitemap
 Mobile : 13517991832 Email : sales1@wookhplc.com

Address :Ganxiang Analytical Instru
 Industrial Park, Anyuan District, Pin
 Province
 Telephone : 86-0571-88866361